

別売品は販売店でお買い求めいただけます。  
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」  
でもお買い求めいただけます。



<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください



<http://club.panasonic.jp/>



※このサービスは WEB 限定のサービスです。

## ●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト  
<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの  
「87」と「540#」を押してください。  
(番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**  
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)  
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

## ●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト  
<http://club.panasonic.jp/repair/>  
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、  
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

●有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。  
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検		★長年ご使用のフットマッサージャーの点検をぜひ！
	このようなことはありませんか？	お願い
	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源コードやプラグが異常に熱い。</li><li>●動作中に異常な音、振動がある。</li><li>●スイッチを入れても、時々運転しないことがある。</li><li>●本体が変形したり、こげくさい臭いがする。</li></ul>	故障や事故防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

パナソニック株式会社  
ビューティ・リビングビジネスユニット

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地


© Panasonic Corporation 2010

2012年1月1日作成(新様式第3版)  
※2011年5月13日作成(新様式第2版)

B NO.6

## 家庭用 フットマッサージャー フットサロン EP1520

## 添付文書 取扱説明書



- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」(1～3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめの上、お受け取りください。


効能・効果

指圧の代用


# 安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々へ危険や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。


**警告**

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容


**注意**

人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例












⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。  
(左図の場合は「分解禁止」)



● 記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を伝えるものです。  
(左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」です)

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

 <b>警告</b>	
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"><li>● 医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。 (1) ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人 (2) 悪性しゅよう(腫瘍)のある人 (3) 心臓に障害のある人 (4) 妊娠中や出産直後の人 (5) 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 (6) 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)を骨折している人、ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性とう(疼)痛性疾患の人 (7) 施療部位に創傷のある人 (8) 体温38℃以上(有熱期)の人 (例:急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期、衰弱しているとき) (9) 安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき (10) 脚部に重度の血行障害のある人 (11) 椎間板ヘルニア症の人 (12) 上記以外に身体に特に異常を感じているとき 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 必ず交流100Vで使用する。 守らないと火災や感電のおそれがあります。</li></ul>
 禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>● 次の人は使用しない。 医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) 症状を悪化させるおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 布団やコタツの中またはホットカーベットの土及び暖房器具の近くでは使用しない。 火災や感電のおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 足またはふくらはぎのマッサージ以外の目的では使用しない。 事故やけがのおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● お子様に使わせたり、本体の上で遊ばせない。 事故やけがのおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 本体の上に立って使用しない。 事故やけが、故障の原因になります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 本体布カバーや着脱カバーが破れた状態や内部構造が露出した状態、外れた状態では使用しない。 (直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き修理を依頼する。) けがや感電の原因になります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。 また、重い物をのせたり、はさみ込んだりしない。 火災や感電のおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 変圧器を用いた使用はしない。 火災や感電の原因になります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電やショート、発火、故障のおそれがあります。</li></ul>
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>● 自分で意志表示ができない人に使わせない。 また、自分で操作できない人への使用はさせない。 事故やけがの原因になります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。 発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。</li></ul>

⚠️ 注意	
 必ず守る	●使用中に身体に異常があらわれたり感じたときは、直ちに使用を中止し、医師に相談する。 守らないと事故や体調不良の原因になります。
	●指圧は1回15分以内にする。また、同一箇所での「お好み動作」の使用は5分以内にする。 守らないと逆効果やけがの原因になります。
	●動かない場合や異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼する。 守らないと感電や発火の原因になります。
	●持ち運ぶときは、両手で持って運ぶ。 守らないと落下による故障やけがの原因になります。
	●本体を立てて保管しない。 守らないと本体が倒れて故障やけがの原因になります。
 禁止	●足、ふくらはぎ以外には使用しない。 けがの原因になります。
	●電源プラグや機器のすき間にピンやゴミ、水分を付着させない。 感電やショート、発火、故障の原因になります。
	●指圧棒が移動するくぼみに指を入れない。 けがの原因になります。
	●足のサイズが21cm未満の人は使わない。 けがの原因になります。
	●自分の足サイズよりも大きなサイズ設定で使用しない。 足をはさんでけがの原因になります。
	●他の治療器と同時に使用しない。 事故や体調をくずすおそれがあります。
 水場使用禁止	●浴室など湿気の多い場所で使わない。 感電や故障の原因になります。
 水ぬれ禁止	●本体には水などをこぼさない。 感電やショート、故障の原因になります。
 電源プラグを抜く	●お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 また、ぬれた手で抜き差ししない。 感電ややけどのおそれがあります。
	●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。
	●電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず先端の電源プラグを持って抜く。 感電やショート、発火の原因になります。

# もくじ

## ご使用前に

●安全上のご注意	1
●各部のなまえ	5
●準備	6

## 使いかた

●足裏・つま先を指圧する	7
●ふくらはぎを指圧する	10
●指圧が終わったら	11

## お手入れ・Q&A

●お手入れのしかた	11
●保管	12
●着脱カバーの取り付け方と外し方	12
●Q & A	13


## お知らせ

●定格・仕様	13
●こんな異常を感じたら	14
●保証とアフターサービス	17




# 各部のなまえ

## 本 体



## カバーについて




## 警告

- 医師の治療を受けているときや下記の人には必ず医師と相談のうえ使用する。
  - (1) ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
  - (2) 悪性しゅよう(腫瘍)のある人 (3) 心臓に障害のある人 (4) 妊娠中や出産直後の人
  - (5) 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
  - (6) 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)を骨折している人、ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性とう(疼)痛性疾患の人
  - (7) 施療部位に創傷のある人
  - (8) 体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状(けん急感、悪寒、血圧変動など)の強い時期、衰弱しているとき)
  - (9) 安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき (10) 脚部に重度の血行障害のある人
  - (11) 椎間板ヘルニア症の人 (12) 上記以外に身体に特に異常を感じているとき
- 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。

## 操作パネル

切/入スイッチ




## 準備

電源プラグを差し込む(交流100Vのコンセント)

- 安定性のよい場所で使用する。

必ず着脱カバーを取り付けて使用してください。  
(着脱カバーの取り付け方はP12参照)



## お願い

- 本製品の近くで、携帯電話を使用しないでください。  
誤動作のおそれがあります。

## 警告


- 必ず交流100Vで使用する。  
守らないと火災や感電のおそれがあります。
- 電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。  
感電やショート、発火、故障のおそれがあります。
- 変圧器を用いた使用はしない。  
火災や感電の原因になります。

各部のなまえ  
準備

# 足裏・つま先を指圧する

1 本体に足を入れる  
かかと位置合わせにかかとを合わせる。

かかとが下図の位置にくるように  
足を置いてください。



かかと位置合わせ

2 切/入 を押す  
●切/入表示ランプが点灯  
●足サイズ表示ランプが点滅

2 切/入 停止

足サイズ 3

○ 27.0cm~  
○ 23.5~26.5cm  
● 21.0~23.0cm

3 足サイズ を押し、足のサイズを選択する

足サイズを選択する 足サイズ を押す

●繰り返し押すと足サイズを変更できます。  
●くつのサイズを参考にしてください。  
(動作中、ボタンを押すと安全のためサイドエアバッグの空気は抜け、指圧棒が下がり、収納位置に戻ります。)

○ 27.0cm~  
○ 23.5~26.5cm  
● 21.0~23.0cm

足サイズ → 

○ 27.0cm~  
○ 23.5~26.5cm  
● 21.0~23.0cm

足サイズ → 

○ 27.0cm~  
○ 23.5~26.5cm  
○ 21.0~23.0cm

足サイズ

## ⚠ 注意

- 自分の足サイズよりも大きなサイズ設定で使用しない。  
足をはさんでけがの原因になります。

4 自動コースまたは、お好み動作を選ぶ  
●選択された動作表示ランプが点灯  
●強さ表示ランプ弱が点灯

⚠ 警告

●足またはふくらはぎの指圧以外の目的では使用しない。  
事故やけがのおそれがあります。

●お子様に使わせたり、本体の上で遊ばせない。  
事故やけがのおそれがあります。

●本体の上に立って使用しない。  
事故やけが、故障の原因になります。

●本体布カバーや着脱カバーが破れた状態や内部構造が露出した状態、外れた状態では使用しない。  
(直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き修理を依頼する。)  
けがや感電の原因になります。

●自分で意志表示ができない人に使わせない。  
また、自分で操作できない人への使用はさせない。  
事故やけがの原因になります。

## 自動コースを使用する場合

自動コースを変更したいとき 自動コース を押すたびに切り替わります

●繰り返し押すとコースを変更できます。  
(動作中、ボタンを押すと安全のためサイドエアバッグの空気は抜け、指圧棒が下がり、収納位置に戻ります。)

○足裏全体  
○土踏まず重点  
○つま先重点  
○指圧&エアーほぐし  
○エアーほぐし (ふくらはぎ)

自動コース → 

○足裏全体  
○土踏まず重点  
○つま先重点  
○指圧&エアーほぐし  
○エアーほぐし (ふくらはぎ)

自動コース → 

○足裏全体  
○土踏まず重点  
○指圧&エアーほぐし  
○つま先重点  
○エアーほぐし (ふくらはぎ)

自動コース → 

○足裏全体  
○土踏まず重点  
○つま先重点  
○指圧&エアーほぐし  
○エアーほぐし (ふくらはぎ)

自動コース → 

○足裏全体  
○土踏まず重点  
○指圧&エアーほぐし  
○つま先重点  
○指圧&エアーほぐし (ふくらはぎ)

自動コース

自動コース		
足裏全体	足裏全体を均等に指圧するコースです。	指圧&エアーほぐし
土踏まず重点	土踏まずを重点に指圧するコースです。	全体的にエアーでもみほぐし、均等に指圧するコースです。(ふくらはぎにも使用できます。P10参照)
つま先重点	つま先を重点的に指圧するコースです。	
		エアーほぐし
		全体的にエアーのみでもみほぐすコースです。(ふくらはぎにも使用できます。P10参照)

お知らせ	※障害物にあたるなど、ご使用中無理に力がかかった場合、安全のため全てのランプが点滅して動作が止まる場合があります。そのときは電源プラグを抜き約10秒後に再度電源プラグを差し込み電源を入れて操作してください。
------	---

○足裏全体  
○土踏まず重点  
○つま先重点  
○指圧&エアーほぐし  
○エアーほぐし (ふくらはぎ)

自動コース  
○3本指圧  
○リズム指圧  
○ねり押し  
○リズムねり押し  
お好み動作  
前 指圧棒 後  
○強  
○中  
○弱  
強さ

足裏・つま先を指圧する

# 足裏・つま先を指圧する

## お好み動作を使用する場合

お好み動作を押す

● 繰り返し押すと動作を変更できます。  
(動作中、ボタンを押すと安全のためサイドエアバックの空気は抜け、指圧棒は下がります。)

前指圧棒 後

を押し、  
前後の位置を調節する

● 3本指圧  
○ リズム指圧  
○ ねり押し  
○ リズムねり押し

お好み動作

前指圧棒 後

お好み動作	
3本指圧	3本の指圧棒でゆっくりと指圧する動作です。 1カ所で1本、2本、3本の指圧棒で指圧を繰り返します。
リズム指圧	3本の指圧棒でリズムカルに指圧する動作です。 1カ所で1本、2本、3本の指圧棒で指圧を繰り返します。
ねり押し	3本の指圧棒を前後に動かし、「ねる」ようにゆっくりと指圧する動作です。 一定範囲で前後を繰り返します。
リズムねり押し	3本の指圧棒を前後に動かし、「ねる」ようにリズムカルに指圧する動作です。 一定範囲で前後を繰り返します。

5 マッサージ終了後、自動的に停止  
所定のプログラムが終了すると自動的に停止します。(約15分)

### 途中で終了したいときは

切/入を押します ● 自動的に指圧棒が収納位置に停止します。

### ただちに停止したいときは

停止を押します ● 全ての動作がその場で停止します。(サイドエアバックの空気は抜けます。)  
● 切/入を1回押すと指圧棒が収納位置まで戻ります。

### 指圧の強さを調節したいとき

強さを押す


● 強  
● 中  
● 弱

強さ

● 強さ調節ボタンを押すと強さが切り替わります。  
● 自動コース、お好み動作で調節が可能です。  
【足裏指圧の強さ】 強: 約35.8kPa  
中: 約29.5kPa  
弱: 約22.0kPa

# ふくらはぎを指圧する

1 ふくらはぎを入れる  
● 右図のように本体のかかと側から足を入れる。



2 切/入を押す  
● 切/入表示ランプが点灯



3 自動コースを押す、  
「指圧&エアーほぐし」または「エアーほぐし」を選ぶ


動作内容 自動コースを繰り返し押すとコース・動作を変更できます。

指圧&エアーほぐし	全体的にエアーでもみほぐし、均等に指圧するコースです。 (足裏にも使用できます。P8参照)
エアーほぐし	全体的にエアーのみでもみほぐすコースです。 (足裏にも使用できます。P8参照)

4 自動的に指圧終了  
● マッサージを開始して約15分で自動的に終了します。  
● 途中で終了したいときは 切/入、ただちに停止したいときは 停止を押してください。

指圧&エアーほぐしの指圧の範囲を変更したいとき 足サイズを押す

● 繰り返し押すと足サイズを変更できます。  
● ふくらはぎの指圧のみ使用してください。




● 足の大きなサイズを選択すると指圧する範囲が大きくなります。  
(動作中、ボタンを押すと安全のためサイドエアバックの空気は抜け、指圧棒が下がり、収納位置に戻ります。)

足裏・つま先を指圧する  
ふくらはぎを指圧する



# 指圧が終わったら

## 電源プラグを抜く




### ⚠ 注意

- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。  
ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず先端の電源プラグを持って抜く。  
感電やショート、発火の原因になります。

# お手入れのしかた

## 本体（プラスチック部分）


1. 石けん液を含ませた布をよく絞ってからふく。
2. 仕上げに水を含ませた布をよく絞ってからふく。
3. 自然乾燥させる。
  - シンナーやベンジン・アルコールは絶対に使用しない。  
変色したり割れが発生するおそれがあります。



## 布地部分


### 着脱カバー

- 着脱カバーが汚れたら、取り外して洗濯してください。
- 1. 本体から着脱カバーを外す。(P.12参照)
- 2. 洗濯ネットに入れて中性洗剤を入れた洗濯機で洗います。
- 3. 風通しの良いところで自然乾燥させて乾かしてください。  
(乾燥機のご使用はお避けください。)
- ※ 洗剤は蛍光増白剤の入っていない洗剤をお使いください。  
生地が白く変色する場合があります。
- ※ 多少色落ちすることがありますので、  
他の物との洗濯はお避けください。
- ※ つけおき洗いはお避けください。



### 本体布カバー

1. 石けん液を含ませた布をよく絞ってからふく。
2. 仕上げに水を含ませた布をよく絞ってからふく。
3. 自然乾燥させる。




### ⚠ 注意


- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
またぬれた手で抜き差ししない。  
守らないと感電ややけどの原因になります。

# 保管

- 持ち運ぶときは両手で持って運んでください。  
指かかりが下にあります。



- 立てて保管しないでください。  
本体の構造上、故障するおそれがあります。




- 小さな子供の手の届くところに保管しない。

# 着脱カバーの取り付け方と外し方


- 出荷時は、本体に着脱カバーが取り付けられています。

## 取り付け方


- 1 着脱カバーを  
本体カバーに  
覆いかぶせる
  - エアーバックを  
包みこむように  
かぶせてください。



- 2 つま先側の  
ボタンを2箇所  
とめる




- 3 かかと側は  
着脱カバーを  
引っ張りながら  
ボタンを2箇所  
とめる




- 4 逆側も取り付ける

## 外し方


- 1 かかと側の  
ボタンを2箇所  
はずす



- 2 つま先側の  
ボタンを2箇所  
はずす



- 3 着脱カバーを  
本体からはずす



- 4 逆側も取り外す

Q&A

Q.1

なぜ足がだるくなったり、重く感じたりするようになるのでしょうか？

A.1

血液は、心臓から動脈を通して身体中に送られ、静脈を通して心臓に戻ってきます。このとき足は身体で最も心臓から遠い位置にあり、血液が届くのに時間がかかり、「だるい」「重い」といった症状が出やすくなると言われています。

Q.2

どの位の時間、使用すればいいの？

A.2

ご使用は1回15分以内に。長時間のご使用は筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果になることがありますのでご注意ください。

Q.3

1ヵ月の電気代はいくらですか？

A.3

1日30分（15分×2回）、毎日使用した場合で約6円/月です。  
（新電力料金目安単価22円／kWh（税込）で計算）

定格・仕様

販 売 名	フットサロン EP1520
使 用 電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	18W
類 別	機械器具79 指圧代用器
一 般 的 名 称	家庭用エア式指圧代用器（JMDNコード 70982000）
医 療 機 器 の 種 類	管理医療機器
医 療 機 器 承 認 番 号	22000BZX0058000
タ イ マ ー	約15分
本 体 寸 法	幅544mm×奥行460mm×高さ267mm
本 体 質 量（重量）	約10.0kg
定 格 時 間	30分
製 造 販 売 元	パナソニック株式会社 東京都港区西新橋2-38-5 西新橋MFビル
製 造 元	上海荣泰健身科技发展有限公司 製造国名：中国 Shanghai Rongtai fitness TECH. development Co., Ltd.

こんな異常を感じたら

症状

原因と処置

全てのランプが点滅して動作がとまった

異物がはさまったり、ご使用中無理な力を加えた場合、安全のため動作が止まる場合があります。そのときは電源プラグを抜き約10秒後に再度電源プラグを差し込み、電源を入れて操作してください。（P6～P7参照）

動かない

電源プラグが抜けていませんか  
しっかり差し込んでください。（P6参照）

コードが断線していませんか

破損してしまった

点検後まだ異常があるだ

ただちに使用を中止

●お願い●  
このような場合、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

動作中発生する音について

ご使用中に下記のような動作音がありますが、構造上発生するもので異常ではありません。

●指圧棒が指圧する動作音（ブー音）

●指圧棒が前後移動する動作音（シュルシュル音）

●サイドエアバックのエアが加圧する動作音（ブー音、ポコポコ音）

●サイドエアバックのエアが排気する音（シュー音、スー音）

警告

●絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。  
発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。



メモ

Lined area for notes on page 15.

メモ

Lined area for notes on page 16.

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは  
■まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 (       )       -

お買い上げ日                      年       月       日

修理を依頼されるときは

「こんな異常を感じたら」(14ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名              フットサロン

●品   番              EP1520

●故障の状況        できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。  
保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。  
※修理料金は次の内容で構成されています。

●技術料 診断・修理・調整・点検などの費用      ※補修用性能部品の保有期間 **6年**

●部品代 部品および補助材料代                      当社は、このフットサロンの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

●出張料 技術者を派遣する費用

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。  
ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター                      365日 受付9時～20時

電 話      フリーダイヤル            **0120-878-365**  
※携帯電話・PHSからでもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話      フリーダイヤル            **0120-878-554**  
※携帯電話・PHSからでもご利用になれます。  
●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。  
●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
中部地区	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶯4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
近畿地区	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
中国地区	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
四国地区	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
九州地区	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。  
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>